






Beskrivelse av riktig etikettvalg og plassering av etikett

Aptima lyseringsbuffer	Vacurette uten tilsetning	BD Vacutainer borsyre	Falconrør uten tilsetning	Fecalrør uten tilsetning
Hvit propp Sluttsiffer 8	Gul propp Sluttsiffer 8	Olivengrønn propp Sluttsiffer 8	Transparent propp Sluttsiffer A	Brun propp Sluttsiffer A eller B
				
PCR <i>Chlamydia, Mycoplasma genitalium</i> og gonoré	Medisinsk biokjemi og legemiddel/rus	Dyrkning bakterier	Dermatofytter (Sopp)	Kalprotektin Blod i feces
Urin			Negl, hud, hår	Feces <i>NB! Halvfullt rør</i>

- Etikett plasseres loddrett utenpå fabrikantens etikett
- Bruk strekkode med riktig material kode, eller strekkode med sluttsiffer A eller B og skriv på materiale