

PATOLOGI - REKVISISJONER

Prøver til Histologi

Histologirekvisisjonen har strekkode-etiketter til merking av prøver.

Bokstaven foran beskrivelse av prøvetakingslokalisasjon på rekvisisjonen må samsvare med siste bokstav på etiketten og lokalisasjon må angis.

Husk å notere **antall innsendte rør**.

Prøverørene merkes med strekkode-etikett og legges i transporthylse.

Prøver til Cytologi

Cytologirekvisisjonen har strekkode-etiketter til merking av prøver.

Konvensjonelt utstryk merkes med navn og 11-sifret fødselsnummer.

1 objektglass legges i pappemballasje, som lukkes med tape. Emballasjen merkes med strekkode-etikett. **NB!** Strekkode-etiketten må **ikke** limes på selve objektglasset.



Væskebasert Cytologi (VBC)

Skru korken godt på for å unngå lekkasje.

Prøvebeholderen merkes med strekkode-etikett som påsettes **loddrett**. Legges deretter i transporthylsen.



Histologi- og Cytologisvar sendes ut fra Først.

Rekvisisjoner, emballasje og annet utstyr kan bestilles kostnadsfritt på www.furst.no
Kontakt vår markedsgruppe på tlf 22 90 96 69 eller marked_support@furst.no for mer informasjon.