






# PENSELPRØVER

Beskrivelse av riktig etikettvalg og plassering av etikett

<b>Aptima</b> lyseringsbuffer	<b>Copan eSwab</b> Amies transportmedium			<b>Fecal swab</b> Cary Blair
<b>Hvit propp</b> Normal pensel	<b>Hvit propp</b> Normal pensel	<b>Orange propp</b> Tynn pensel	<b>Blå propp</b> Tynn, lang pensel	<b>Grønn propp</b>
				
PCR <i>Chlamydia, Mycoplasma gen., Trichomonas vag. og gonoré</i>	Dyrkning og PCR - bakterier og virus Luftveisinfeksjon, herpes, syfilis og vev			Diarévirus, tarm- patogene bakterier og parasitter
Underliv, anus, hals, øye eller sæd	Sekret fra nese, hals og sår <b>NB! Rektum for ESBL- og VRE-screening</b>	Sekret fra øye, øre, nesegang, hals og sår Pediatriske prøver	Sekret fra nasopharynx	Feces

- Etikett plasseres loddrett utenpå fabrikantens etikett.
- Bruk strekkode med relevant lokasjonsnavn, eller strekkode med slutsiffer A eller B og skriv på lokasjon.