

Avføringsprøver

til Først Medisinsk Laboratorium

OBS! Røret inneholder fikseringsvæske og må oppbevares utilgjengelig for barn.

Prosedyre for prøvetaking – Parasittprøve til mikroskopering

Åpne glasset forsiktig, og la det stå loddrett slik at ikke fikseringsvæsken renner ut.

Bruk skjeen i korken til å tilsette 1-2 skjeer avføring i prøveglasset. (Ved flytende avføring må prøveglasset fylles til 20 mL-merket, se på siden av glasset.)

Skru korken godt igjen!

Rist prøveglasset til avføringen er blandet med fikseringsvæsken.

Merking av prøven

Velg en etikett fra rekvisisjonen (følgeskrivet) som har bokstaven A, B, X eller R bakerst, og lim denne etiketten loddrett på røret.

Legg deretter den merkede prøven i transporthylsen. Prøven kan oppbevares i romtemperatur.

Prøven sendes til Først sammen med rekvisisjonen i dertil egnet konvolutt, eller leveres på legekantoret – alt ettersom hva som er avtalt med legekantoret.

Takk for hjelpen!