

ANBEFALT REKKEFØLGE* OG BEHANDLING AV RØR

HUSK! Be **alltid** pasient oppgi fullt fødselsnummer.

Fastende prøver: Ikke spise, drikke, røyke, bruke snus, tyggis eller pastiller fra midnatt før prøvetaking. 1 glass vann kan inntas. Triglyserider** krever faste i 12 timer.

| RØRTYPE | VENDES | SETRIFUGERING | OPPBEVARING |
|--|-------------|--|-------------|
| Citratrør, koagulasjonsanalyser. Lys blå propp | 3-4 ganger | Nei | Romtemp. |
| Rør u/tilsetning, legemidler. Rød propp, tapperør | 6 ganger | Innen 2 timer, avpippeter | Kjøleskap |
| Gelrør (SST), serum. Gul-orange propp | 5-6 ganger | Innen 2 timer (Glukose innen 1 time) | Kjøleskap |
| Heparinrør, tungmetaller. Mørk grønn propp | 8-10 ganger | Nei | Romtemp. |
| Heparinrør med gel, spormetaller. Lys grønn propp | 5 ganger | Innen 2 timer | Romtemp. |
| EDTA-rør, hematologi og HbA1c. Lilla propp | 8-10 ganger | Nei | Romtemp. |
| EDTA-rør med gel, homocystein og PTH. Gråhvit propp | 8-10 ganger | Innen ½ time (for homocystein) | Kjøleskap |
| SR-rør, senkning. Sort propp | 8-10 ganger | Nei | Romtemp. |

Les også «Gode arbeidsrutiner ved prøvetaking» på furst.no/praktiske-tips

*Først følger anbefalt rør-rekkefølge fra BD Diagnostics

**Se triglyserider på www.furst.no/analyse-og-klinikk

RIKTIG BRUK AV ETIKETTER – VIKTIG!

Bruk etikett med riktig sistesiffer

Plasser etikett loddrett på prøverøret, pil mot propp.

Øvre kant av etikett like i underkant av propp.

| EDTA-rør | EDTA m/gel | Citratrør | Gelrør (SST), serum | Rør u/tilsetning, legemidler | Heparin u/gel | Heparin m/gel |
|------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| Sistesiffer på etikett | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 og/eller 5 | 6 | 7 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | Flaks-etikett | Tapperør | Senderør | |
| | | | Etikettfølgeskriv | | | |

Ekstra etikett følgeskriv/rekvisisjon, slutsiffer A og B:

A: Må benyttes til kortisol aften / Glukosebelastning prøve 2 / Jernbelastning prøve 2.

A/B: Kan benyttes til andre prøver og pensler. Type avpipetert materiale eller lokalisasjon må da påføres etikett.