






## Beskrivelse av riktig etikettvalg og plassering av etikett

<b>Aptima</b> lyseringsbuffer	<b>Vacurette</b> uten tilsetning	<b>BD Vacutainer</b> borsyre	<b>Rør med skrukork</b> uten tilsetning	<b>Fecalrør</b> uten tilsetning
<b>Hvit propp</b> Sluttsiffer 8	<b>Gul propp</b> Sluttsiffer 8	<b>Olivengrønn propp</b> Sluttsiffer 8	<b>Transparent kork</b> Sluttsiffer A	<b>Brun propp</b> Sluttsiffer A eller B
				
<b>PCR</b> <i>Chlamydia, Mycoplasma genitalium</i> og gonoré	Medisinsk biokjemi og legemiddel/rus	Dyrkning bakterier	Dermatofytter (Sopp)	Kalprotektin Blod i feces
Urin			Negl, hud, hår	Feces <i>NB! Halvfullt rør</i>

- Etikett plasseres loddrett utenpå fabrikantens etikett
- Bruk strekkode med riktig material kode, eller strekkode med sluttsiffer A eller B og skriv på materiale