

## Prøvetaking og forsendelse av Dermatofytter

Merk røret med strekkode med sluttsiffer A.  
Skru på korken før forsendelse.

### PRØVETAKINGSRUTINER:

**Hud:** Hudavskrap fra periferien av angrepet hudparti.

**Negl:** Avskrap fra de deler av neglen som viser forandringer, samt fra undersiden av neglens distale del. Det er ikke nødvendig å sende hele negler.

**Hår:** Angrepne hår trekkes ut med pinsett. Hvis håret er langt, klipp av den ytterste delen og send inn den innerste, 1 – 2 cm lange, delen.

PCR er primær metode for påvisning av dermatofytter.  
Kun én prøve pr. lokalisasjon er nødvendig.

Ved negativ PCR og klinisk mistanke om soppinfeksjon er det aktuelt å sende inn ny prøve til dyrkning. **NB! Egen rekvisisjon for dyrkning av soppinfeksjon**

