

## KONVOLUTTER TIL FÜRST – VELG RIKTIG!

### Forsendelse med posten:

#### **Brune frankerte konvolutter biologisk stoff:**

Vanlig postforsendelse. (Kan fortsatt benyttes til prøver med holdbarhet >5 dager i romtemperatur)

Vekt inntil **350** gram.

(Gamle konvolutter med annet utseende enn avbildet må ikke brukes)



#### **Hvite ekspress over-natt konvolutter, biologisk stoff:**

Til prøver med kort holdbarhet, eller etter avtale med Fürst. Skal IKKE benyttes fredager.

Vekt inntil 4 kg.



### Hentetjeneste fra Fürst:

#### **Brune budkonvolutter, for henting med bud.**

Gjelder legekantor som ikke bruker stativ.



#### **Hvite budkonvolutter til rekvisisjoner, (ikke til prøver)**

Kun ved flyfrakt.



Bestilling av konvolutter fra Fürst: [www.furst.no/bestilling](http://www.furst.no/bestilling)